



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ПРОПОЛИС ГЕЛИАНТ 15% «CLASSIC»

Средство по уходу за кожей, произведенное по авторскому методу Калиняк И.П., обладает свойством проникать сквозь кожные покровы человека, обеспечивает доставку целебных компонентов прополиса.

СОСТАВ

- Прополис пчелиный натуральный;
- Биоактивная фракция пчелиного воска;
- Масло растительное рафинированное.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
И МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОПОЛИС ГЕЛИАНТ 15% «CLASSIC»

- Возрастные морщины лица и шеи.
- Массаж оздоровительный, косметический, спортивный.
- Предупреждение возникновения раздражения кожи и лица, путем нанесения на кожу до бритья.
- Средство для обработки кистей рук после работы в холодной воде.
- Средство для профилактики обветривания и высушивания кожи лица в холодную и ветряную погоду.
- Средство для профилактики обморожений кожи лица, открытых участков тела, кистей рук.
- Средство для профилактики солнечных ожогов.
- Средство для ухода за нормальной кожей лица шеи и декольте.

1. Наносим Прополис Гелиант 15% «CLASSIC» на поверхность тела и с небольшим усилием втираем в кожные покровы произвольными массажными движениями до легкого покраснения кожи.

2. Производим уборку кожного трансудата (выпота) и остатков мазевой основы Прополис Гелиант 15% «CLASSIC» сухим полотенцем или салфетками.

При правильно произведенной процедуре кожа не оставляет жирных пятен и не пачкает белье, нет необходимости в принятии душа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергия, индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением следует провести аллергопробу: на кожу предплечья нанести ватной палочкой средство. Если через 30 минут появится жжение, зуд и покраснение в этом месте, то использование противопоказано.

Взаимодействие с другими средствами не выявлено.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ «ЭФФЕКТА ПРИВЫКАНИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЖИ

ФОРМА ВЫПУСКА

- Полиэтиленовый сашет - 50 мл
- Аэрозольный баллончик – полезный объем 50 мл и 100 мл
- Флакон ПЭТ - 50 мл и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при комнатной температуре не ниже 0 °С. При хранении допускается появление легкой нитевидной взвеси.

СРОК ГОДНОСТИ

При хранении в герметичной фабричной упаковке срок годности – 3 года от даты изготовления, указанной на нижней части упаковки (баллончика).

ВНИМАНИЕ!

После начала применения средство должно быть использовано в течение 3-х месяцев.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Калиняк» Место нахождения и адрес для приема претензий: 191024, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 119, литер А, помещение 25Н, тел.: 8 (812) 717 90 08; Адрес места осуществления деятельности: 164251, Российская федерация, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Пуксоозеро, улица Лесная.

WWW.PETERKALINIAK.COM

